

Distri'tips standard 100 à 1250 μ l, Maxi 12,5 ml

Réf. SOC-F164120



DISTRITIPS standard 100 à 1250 μ l, MAXI 12,5 ml;

- Les seringues Distri'Tips sont moulées en polypropylène pur et graduées;
- Chaque Distri'Tip peut distribuer jusqu'à plus de 100 aliquotes;
- Les Distri'Tips sont disponibles en boîte de 50 unités, en version standard ou stérilisée (ST);
- Gamme d'aliqotes de 100 à 1250 μ l;
- Condition minimum de vente: Boîte de 50.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration