

Distri'tips sterile 1 à 12,5 µl, micro st 125 µl

Réf. SOC-F164130



DISTRITIPS stérile 1 à 12,5 µl, MICRO ST 125 µl;

- Les seringues Distri'Tips sont moulées en polypropylène pur et graduées;
- Chaque Distri'Tip peut distribuer jusqu'à plus de 100 aliquotes;
- Les Distri'Tips sont disponibles en boîte de 50 unités, en version standard ou stérilisée (ST); Lorsqu'ils sont stérilisés, les Distri'Tips sont présentés sous emballage individuel et certifiés sans RNase, DNase, ARN, ADN et protéase détectables ;
- Gamme d'aliquotes de 1 à 12,5 µl;
- Condition minimum de vente: Boîte de 50.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration