

Seringues combitips plus standards 1ml

Réf. EPP-COMB1P



Seringues COMBITIPS Plus standards 1 ml;

- Compatibles avec la Multipette Plus 4981 et la Multipette 4780;
- Pointe fine et calibrée assurant une grande justesse et reproductibilité;
- Volume minimum d'utilisation: 10 μ l et
- Volume maximum d'utilisation: 200 μ l;
- Condition minimum de vente: 100.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration