


Seringues combitips plus standards 5 ml

Réf. EPP-COMB5P



Seringues COMBITIPS Plus standards 5 ml;

- Compatibles avec la Multipette Plus 4981 et la Multipette 4780;
- Pointe fine et calibrée assurant une grande justesse et reproductibilité;
- Volume minimum d'utilisation: 50µl et
- Volume maximum d'utilisation: 1000µl;
- Condition minimum de vente: 100.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration