


Seringues ritips ritter stériles, 50 ml

Réf. RIT-RITIP50S



- Seringues RITIPS RITTER stériles 50 ml; en polypropylène autoclavable; Caractérisée par sa précision, son exactitude et sa fiabilité;
- L'adaptation d'un cône permet l'accès à des récipients étroits et profonds (cuves de spectrophotomètre, petits tubes, cupules) et permet, après sélection du cône, de moduler la puissance du jet distribué;
- Présentation en deux versions : non stérile en vrac et stérilisée par irradiation sous sachet pelable individuel;
- Niveau d'endotoxine contrôlé pour la version stérilisée;
- Volume distribué selon la position du sélecteur de la pipette:
 - Position 1: 1 000 µl,
 - Position 2: 2 000 µl,
 - Position 3: 3 000 µl,
 - Position 4: 4 000 µl,
 - Position 5: 5 000 µl;
- Nombre maxi de distributions par position:
 - Position 1: 48,
 - Position 2: 23,
 - Position 3: 15,
 - Position 4: 12,
 - Position 5: 8;
- Conditionnement minimum de vente: Boite de 25 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration