

Bonbonne en polypropylène avec robinet 20 L, Modèle Nalgène

Réf. SOC-GRSS9002722



Description

La Bonbonne Nalgène en PP 20L est graduée, étanche et Autoclavable

Elle est utilisée pour le stockage des produits alimentaires, eau distillée ou autres solutions.

Elle est dotée d'un bouchon à vis Ø 83 mm en Polypropylène et des anses pour faciliter son transport.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques

- \varnothing x h (mm): 282 x 513
- Graduations moulées, incréments de 1 gallon et 5 litres pour une distribution facilitée
- Grandes anses intégrales pour soulever confortablement la bonbonne
- Idéales pour le stockage et la distribution de solutions et de milieux de culture
- peuvent être autoclavées avant le remplissage afin d'éviter la croissance bactérienne
- Le raccord de robinet est moulé intégralement, assurant robustesse et résistance aux fuites
- Autoclavables/Graduées/Étanches

Remarque :

- Ces récipients peuvent être utilisés pour un stockage à long terme mais l'exposition directe aux UV est déconseillée.
- Leur col est compatible avec un bouchon en caoutchouc N 13,5.
- Système de fermeture du robinet inclus.
- Suivez les instructions pour la notice du produit afin de vérifier le bon fonctionnement de l'autoclavage.
- L'adaptateur de tubulures n'est pas autoclavable.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration