

Appareil de filtration en polycarbonate- 250 ml- diamètre 47 mm

Réf. SAR-16510



Appareil de filtration complet en polycarbonate.

* Applications:

- Détermination des MES (Matière En Suspension) selon la norme AFNOR NF EN 872; Clarification et filtration stérilisante de solutions aqueuses au laboratoire ou sur le terrain,
- Corps en polycarbonate, joints toriques et capuchons en silicone et support filtre en polypropylène,
- Adaptable sur les rampes de filtration multipostes Combisart;
- Utilisation sous vide ou sous pression (2 bar maxi.),
- Stérilisation par Autoclave (121°C max.),
- Diamètre: 47 mm,
- Capacité de 250 ml.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration