

## Fioles à filtrer, 2 000 ml

Réf. SAR-34765



Fioles à filtrer, 2 000 ml.

- Fioles à parois épaisses pour résister aux contraintes du travail sous vide,
- Fioles avec connecteur à olive,
- ISO/DIN 6556,
- Corps x int. col: 166 x 60,
- Hauteur: 260 mm,
- Conditionnement: 5,
- Conditionnement minimum de vente: 1 pièce.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration