

Filtres analytiques quantitatifs, Ø 150 mm, n°32

Réf. SAR-FSC32/150



Filtres analytiques quantitatifs, Ø: 150mm, N°32;

Sans cendre: taux de cendre: 0,007%. 100% cellulose.

- Propriétés: Sans graisse,
- Types d'utilisation: Détermination de la teneur en graisse,
- Conditionnement minimum de vente: Boîte de 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N