

Membranes en polycarbonate non stériles, Ø : 47 mm

Réf. SAR-23007047N



Membranes en polycarbonate non stériles, Ø : 47 mm;

- Contrôle microbiologique de l'eau: contrôle des légionelles conformément à la norme AFNOR NFT 90-431.
- Epifluorescence, observations microscopiques, analyses gravimétriques.
- Membranes de type écran à pores capillaires parfaitement calibrés.
- Surface lisse permettant une parfaite visibilité des particules en microscopie optique ou électronique.
- Non hygroscopique : n'absorbe pas l'humidité de l'air donc idéale pour les analyses gravimétriques.
- Diamètre (Ø): 47 mm.
- Seuil de rétention: 0,20 µm.
- Conditionnement minimum de vente: Boîte de 100.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration