


**Membranes filtrantes, polyamide,
type 250, Ø : 25 mm**

Réf. SAR-25006025



Membranes filtrantes, Polyamide, type 250, Ø : 25 mm;

- Membranes planes et rondes à monter sur des systèmes en inox, en verre ou en plastique pour la filtration de petits volumes de liquides.
- Disponibles dans 5 matériaux différents.
- Toutes ces membranes sont inertes biologiquement et ne relarguent pas de fibres.
- Membrane à très faible taux d'adsorption protéique et à excellente stabilité thermique.
- Seuil de rétention 0,2 µm pour la filtration stérilisante de milieux de culture, liquides biologiques et solutions thermosensibles.
- Seuil de rétention 0,45 µm pour l'élimination de particules.
- Seuil de rétention: 0,45 µm.
- Conditionnement minimum de vente: Boîte de 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration