

Filtre à plat, Diamètre : 150 mm, n°1

Réf. SOC-FPLIS15



Papiers standards plissés, N° 1;

*Propriétés:

- Papier filtre pour tous travaux généraux (laboratoires de recherche, centres hospitaliers pharmaceutiques, chimiques, cosmétiques et alimentaires).
- Types d'utilisation: Eaux, spiritueux, solutions alcalines, sucre, clarification des teintures, colorants, etc..
- Poids: 73 g/m².
- Épaisseur: 0,17 mm.
- Porosité: 20 μ.
- Vitesse: 10 secs.
- Conditionnement minimum de vente: boîte de 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration