

Sartolab BT 500 ml - Membrane P.E.S - 0.2 µm - 63cm²

Réf. SAR-18085E



Réservoirs top filtres série BT, 500 ml;

* Applications:

- Filtration rapide de sérums, milieux de culture et solutions aqueuses pour des volumes allant de 150 ml à 1 L.
- Réservoir adaptable sur les flacons à réactifs ISO GL 45.
- Membrane en polyéthersulfone (PES), pour un très faible taux d'adsorption protéique.
- Seuil de rétention: 0,2 µm.
- Surface de filtration: 63 cm².
- Conditionnement minimum de vente: Boîte de 12 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration