

Système monoposte Combisart, sans entonnoir

Réf. SAR-16841



Système monoposte Combisart, sans entonnoir.

* Applications:

- Contrôle microbiologique par dénombrement de germes par la méthode de filtration sur membrane,
- Analyse de particules; Les systèmes de filtration sous-vide Combisart® sont polyvalents et sûrs,
- Adaptation possible de tous types d'entonnoirs de filtration quelles que soient leur taille et leur matière : verre, inox, polypropylène (Biosart 250) ou polycarbonate,
- Grâce au filtre évent stérile présent sur chaque poste, récupération aisée de la membrane et pas de risque de contamination secondaire,
- Utilisation gaucher / droitier grâce au support de la membrane orientable à 360°,
- Support inox avec fritté,
- Utilisation sur fiole à vide,
- Pour membrane 47 ou 50 mm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration