

Flacons carrés de 1 000 ml, bouchés/ionisés

Réf. PLG-F1000CEAIG



Flacons carrés de 1 000 ml, bouchés; A usage unique;

- En polyéthylène, translucide;
- Cape attenante avec témoin d'intégrité, lèvres rentrantes et anneau de sécurité;
- Dimension (H x L x l): 182 x 90 x 90 mm;
- Ø ouverture: 30 mm;
- Condition minimum de vente: 84.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration