

Flacons avec cape attenante 300 ml

Réf. SOC-FS300CS



Flacons avec cape attenante 300 ml; Version avec témoin d'intégrité et chaînette de sécurité;

- Flacons à usage unique pour le prélèvement, le transport, la conservation de produits liquides ou solides;
- Production en classe 100.000 flacons fermés dans le moule;
- En polypropylène haute densité de qualité alimentaire;
- Bonne résistance mécanique et chimique;
- Autoclavables (121°C, 32 min, cape ouverte);
- Étanches aux liquides froids et chauds jusqu'à 70°C sans déformation;
- Maniement simple et efficace grâce à sa cape à charnière;
- Pas de possibilité d'ajouter un scellé;
- Dimension du flacon: 64 mm;
- Hauteur: 119 mm;
- Ø de la cape (sans languette): 71 mm;
- Graduation de 30 en 30 ml jusqu'à 300 ml et un trait de jauge à 100 et à 200 ml;
- Plage dépolie: non;
- Condition minimum de vente: 90.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration