

Flacons vissants non étiquetés, 60 ml, version qualibact

Réf. CEB-FP60VPS



Flacons vissants non étiquetés 60ml, version Qualibact;

- Dimension (Ø x Ht): 35 x 70;
- En polypropylène cristal avec cape à vis en polyéthylène blanc;
- Fermeture rapide d'un seul geste: vissage en moins de 1 tour, pour 40 et 60ml;
- Flacon étanche aux liquides si vissé à fond: l'étanchéité est assurée par la jupe située à l'intérieur de la cape;
- Grande résistance mécanique du polypropylène: sécurité et efficacité;
- N° de lot et date de péremption sur chaque flacon et chaque sachet; (vignette détachable et repositionnable pour suivi de traçabilité);
- Condition minimum de vente: Carton de 6 sachets de 100 pièces;
- Couleurs de cape bleue et verte disponibles, nous consulter.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration