

## Rhésuscope 1 face avec plaque opaline Réf. SOC-RH1F



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,  
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663  
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

- Rhéscope 1 face; Pour toute technique d'identification par agglutination;
- Les rhéscopes favorisent la formation et la visualisation des agglutinations;
- Ils sont proposés avec 1 ou 2 faces de travail;
- L'éclairage et le chauffage sont assurés par:
  - un tube linolite de 40 W/220 V (pour le modèle 1 face),
  - 2 ampoules de 40 W/220 V (pour le modèle 2 faces);
- L'ensemble est fixé sur un axe central pour une agitation légère par basculement;
- Livré avec un cordon muni d'un interrupteur;
- Pour usage général de laboratoire;
- Dimension(Lxl): 345 x 85;
- Condition minimum de vente: 1.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration