

Rhésuscope de laboratoire 3 faces

Réf. SOC-RHE 3F



Ses 3 plaques offrent 3 surfaces de travail renouvelables successivement par simple retournement.

Elles sont facilement amovibles, et permettent d'effectuer chacune 80 à 100 agglutinations

Caractéristiques du Rhésuscope 3 faces

- 3 plaques de lecture en opaline blanche 315 x 165 mm.
- Ces 3 plaques offrent 3 surfaces de travail renouvelables successivement par simple retournement.
- Elles sont facilement amovibles, et permettent d'effectuer chacune 80 à 100 agglutinations.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Chauffage et éclairage sont assurés par 2 lampes électriques spéciales de 25W chacune.
- Température d'ambiance : 45°C.
- Extraction et changement rapide des plaques par coulissement dans des rainures.
- Structure métallique protégée par une peinture blanche émaillée au four.
- Alimentation : 220V / 50 Hz.
- Dimensions : 415 x 180 X 235 (h) mm.
- Poids : 3 kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration