


## Système pour la détermination des groupes sanguins à usage unique (secable)

Réf. **SOC-GROUP60**



Systèmes pour la détermination des groupes sanguins à Usage Unique,  
Carton de 200 plaques mélangeuses sécables + 200 plaques de lecture;

- 3 composants: Socle de travail en ABS blanc, avec 4 pieds antidérapants (**Vendu Séparement**);
- Dimensions (Long. x larg.): 310 x 215 mm;
- 200 plaques de lecture U.U en carton blanc avec 6 rangées de 10 cercles de 25 mm de diamètre.
- Repérage alphanumérique;
- Dimensions (longueur x largeur): 290 x 195 mm;
- 200 plaques mélangeuses U.U en polystyrène transparent souple qui permettent un mélange par rotation de façon homogène et simultanée, sécables;
- Dimensions (longueur x largeur): 330 x 215 mm;
- Condition minimum de vente: 1 carton 200.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration