

Multi-mélangeur pour la détermination des groupes sanguins, 60 puits

Réf. **SOC-MM10-60**



Systèmes Multi mélangeur MM10 réutilisable pour la détermination des groupes sanguins 60 puits- 6x10 puits.

- 6 x10 puits;
- 2 composants:
- Une plaque d'analyse en ABS blanc avec 4 pieds antidérapants;
- Une plaque mélangeuse en plexiglass avec billes moulées qui permettent un mélange par rotation de façon homogène et simultanée;
- Existe en 2 versions 60 ou 72 puits;
- Dimensions (L x l): 275 x 230 mm;
- Condition minimum de vente: 1.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration