

## Multi-mélangeur pour la détermination des groupes sanguins, 72 puits

Réf. **SOC-MM10-72**



Systèmes Multi mélangeur MM10 réutilisable pour la détermination des groupes sanguins 72 puits - 6 x 12 puits;

- 2 composants:
  - Une plaque d'analyse en ABS blanc avec 4 pieds antidérapants;
  - Une plaque mélangeuse en plexiglass avec billes moulées qui permettent un mélange par rotation de façon homogène et simultanée;
- Existe en 2 versions 60 ou 72 puits;
- Dimensions (L x l): 325 x 230 mm;
- Condition minimum de vente: 1.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration