

## Pipettes pour vitesse de sédimentation

Réf. **SOC-VSG**



### Pipettes pour vitesse de sédimentation

- Pipettes plastiques, graduées de 0 à 180 mm;
- Cotonnées à leurs extrémités supérieures, ce qui permet la mise à zéro automatique.
- Lorsqu'on renforce la pipette dans le tube de sang, le manchon en caoutchouc fixé sur sa partie basse assure l'étanchéité ce qui permet une montée du sang par pression.

**Condition minimum de vente:** Carton de 600 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration