

Tube en verre sous vide

Réf. **SOC-VT+ESRV**



Tube en verre sous vide :

- Bouchon butyle
- Stérile par irradiation
- 2 Traits de repère:
 - 50 mm du bas du tube, soit 1.05 ml de sang
 - 60 mm du bas du tube, soit 1.30 ml de sang
- Dimensions: * Hauteur du tube sans bouchon: 120 mm
- Hauteur du tube avec bouchon: 127.2 mm
 - Diamètre extérieur du tube: 8 mm
 - Diamètre extérieur du bouchon: 15.5 mm
- Couleur: noir
- Volume total de remplissage: 1.60 ml
- Additif: Citrate de sodium tamponné 3.2%
- Durée de validité: 12 mois
- Conditionnement: carton de 1 000
- Condition minimum de vente: boîte de 100



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration