

Étiquette pour tube à vis

Réf. **TER-VSSTICK**



Étiquette pour tube VS;

- Tube V.S. "manuel". Tube en verre;
- Permet un prélèvement sanguin sous-vide sans risque de contamination puisque le tube n'est jamais ouvert. La lecture se fait directement en unités WESTERGREN sur une échelle convertie;
- Ce système ne nécessite plus l'utilisation de pipettes;
- Le volume sanguin prélevé est constant et le ménisque coïncide automatiquement avec le zéro;
- Volume anticoagulant: 1,1 ml, solution citrate à 3,8 %;
- Volume du vide: 4,4 ml;
- Conditionnement: Carton de 12 boîtes de 100 pièces;
- Condition minimum de vente: boîtes de 500 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration