

Dpx, 250ml Réf. CEL-DPX250



DPX, 250ml; MILIEUX DE MONTAGE :

- A base de xylène;
- Séchage rapide;
- Neutres et incolores;
- Stabilité à long terme des lames traitées;
- Conditionnés en bouteille incassable en PET, à col large avec témoin d'ouverture;
- Chaque carton de 4 flacons est livré avec une Fiche de Données de Sécurité;
- Durée de conservation: 2 ans;
- Produit de base idéal pour l'usage courant;
- Modification de la formulation classique de Lendrum;
- Viscosité Centipoise à 25°C: 1000 - 1500;
- Indice de réfraction à 20°C: 1510;
- Condition minimum de vente: 4 flacons de 250 ml.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration