

## Pertex, 11 Réf. CEL-PERTEX1L



### PERTEX, 11 :

- A base de xylène;
- Séchage rapide;
- Neutres et incolores;
- Stabilité à long terme des lames traitées;
- Conditionnés en bouteille incassable en PET, à col large avec témoin d'ouverture;
- Chaque carton de 4 flacons est livré avec une Fiche de Données de Sécurité;
- Durée de conservation: 2 ans;
- Produit de base idéal pour l'usage courant;
- Modification de la formulation classique de Lendrum;
- Viscosité Centipoise à 25°C: 500 – 1000
- Indice de réfraction à 20°C: 1492;
- Condition minimum de vente: 1 flacon de 1l.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration