


Lames DURA-EDGE, high profile Réf. SOC-LMD7310



Lames DURA-EDGE, high profile :

- Des critères de fabrication très stricts permettent;
- une qualité de tranchant irréprochable,
- une parfaite régularité de la lame et une grande longévité; Un traitement spécifique de durcissement de l'acier inoxydable conduit à une qualité de polissage et d'affûtage exceptionnelle;
- 2 versions disponibles en distributeurs de 50 lames;
- Long. x Larg.: 77 x 14 mm;
- Condition minimum de vente: 50 lames.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration