

Moules d'inclusion à usage unique, l x l x h:
15 x 15 x 5mm
Réf. SOC-MUU1515



Moules d'inclusion à usage unique, l x L x h: 15 x 15 x 5mm :

- Fabriqués en matière plastique transparente, rigide;
- Compatibles avec tous types de cassettes utilisées en laboratoire;
Solidification plus rapide de la paraffine;
- Éliminent le nettoyage des moules réutilisables
- Le tissu reste visible à travers l'embase;
- Condition minimum de vente: Carton de 500.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration