


Moules d'inclusion à usage unique, (l x l x h) :
30 x 24 x 5mm
Réf. SOC-MUU3024



Moules d'inclusion à usage unique, (l x L x h) : 30 x 24 x 5mm :

- Fabriqués en matière plastique transparente, rigide;
- Compatibles avec tous types de cassettes utilisées en laboratoire;
- Solidification plus rapide de la paraffine;
- Éliminent le nettoyage des moules réutilisables;
- Le tissu reste visible à travers l'embase;
- Condition minimum de vente: Carton de 500.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration