

Micropipette pipetman concept GILSON à 08 canaux : 0,5-10 μ l

Réf. GIL-F31032



Micropipette Pipetman CONCEPT GILSON à 08 canaux: 0,5 – 10 μ l. Cônes Diamond recommandé D10. Nombres de canaux : 08.

- Le corps poignée et le clavier ont été conçus pour répondre aux problématiques liées aux micro-traumatismes de la main et du bras.
- Le concept G-F.I.T. System permet d'obtenir instantanément une étanchéité parfaite lors de la fixation des cônes et ne nécessite que de faibles forces d'éjection. le système G-F.I.T. est compatible avec la plupart des cônes du marché.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Sélection directe des fonctions. Un clic sur l'un des boutons Modes (1) permet de sélectionner l'un des cinq modes de pipetage. Cliquez et tournez la molette (2) pour régler le volume, naviguer ou sélectionner une fonction. Changez à n'importe quel moment les vitesses d'aspiration et de distribution (échelle de 1 à 5) à l'aide des boutons +/- (3) et (4).
- Interface intuitive. L'électronique de la pipette permet un affichage rapide et une navigation simple et pratique à l'aide de menus déroulants.
- Bloc batterie facilement interchangeable Le support de charge rapide permet de charger une seconde batterie et d'éviter toute interruption du travail. Equipé d'un logiciel utilitaire qui permet la création et l'archivage de vos méthodes sur ordinateur et leur transfert vers votre pipette.
- Gestion du programme de maintenance : grâce au logiciel de la pipette qui permet d'ajuster la fréquence d'étalonnage, de garder la maîtrise de la maintenance de la micropipette. les paramètres de maintenance, d'étalonnage et de configuration du système peuvent être rappelés à l'écran ou sur un ordinateur via le kit de connexion.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration