

## Micropipette Acura electro Socorex 955 à 08 canaux: 2,5 – 50 µl

Réf. SRX-MSAE8V50



Micropipette ACURA ELECTRO SOCOREX 955 à 08 canaux: 2,5 – 50 µl. Avec 0,25 µl d'incréments. Type d'embout 200 µl. Nombre de canaux : 08.

- Modules volumétriques (parties basses) : interchangeables sur une même unité de contrôle.
- Programmation intuitive.
- Modes de pipetage direct, inverse et multi-distribution.
- Dilution (jusqu'à 3 liquides).
- Touche mélange activée par simple pression.
- Affichage réversible droitier/gaucher.
- Sélecteur pour 3 vitesses de travail.
- Large bouton éjecteur judicieusement positionné.
- Etalonnage sur le clavier de commandes.
- Charge de la batterie sur la pipette ou sur le support.
- Le système JUSTIP réglable en hauteur. Autoclavables. Garantie 01 AN.

Micropipette présentée sous forme de sets comprenant :

- une micropipette électronique,
- un support de charge,
- un chargeur rapide avec cordon,
- une batterie supplémentaire,
- un certificat d'étalonnage.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration