

Kit 3 pipettes réglables, TrioPack Acura 825 et 835

Réf. SOC-TRIOPACK

Acura® manuel micro- et macropipettes réglables

Acura® manuel 825 / 835

- Réglage fiable du volume en continu, résolution fine des volumes
- Changements rapides du volume d'une seule main
- Afficheur numérique de précision toujours visible
- Butées d'encliquetage et capuchon tournant librement empêchent toute modification accidentelle du volume
- Ejecteur réglable* - large compatibilité des embouts
- Système d'éjection par l'utilisateur JUSTIP**
- Codes de couleur

825
0,1 - 2 µl
0,5 - 10 µl
1 - 10 µl
2 - 20 µl
5 - 50 µl
10 - 100 µl
100 - 1000 µl

835
0,2 - 2 ml
0,5 - 5 ml
1 - 10 ml

Filtres de protection ☐
Les filtres de protection s'adaptent sur les modèles 835 pour empêcher remontée de liquide et contamination. Voir page 36.

Adaptateur pour pipettes Pasteur ☐
Des adaptateurs permettent l'utilisation de pipettes Pasteur en verre sur les modèles de 2 et 5 ml en complément des embouts en polypropylène. Les adaptateurs possèdent deux joints garantissant une bonne tenue et étanchéité des pipettes Pasteur standard de 2 ml (Ø 7 mm). Voir page 36.

TrioPack
Pack avantageux contenant trois pipettes réglables. Large sélection de volumes, voir page 32.

Performances et commandes

Volume	Division	Précision (%)		Précision (CV)		Temps d'attente	N° cat.
		(niveau 0,5)	(niveau 1)	(niveau 0,5)	(niveau 1)		
Acura® manuel 825							
0,1 - 2 µl	0,01 µl	± 2,0 (0,5)	± 4,0 (0,5)	± 2,0 (0,5)	± 2,0 (0,5)	10 - 30 s	825.0000
0,5 - 10 µl	0,1 µl	± 2,0 (0,5)	± 4,0 (0,5)	± 1,0 (0,5)	± 1,0 (0,5)	10 - 30 s	825.0010
1 - 10 µl	0,1 µl	± 2,0 (0,5)	± 4,0 (0,5)	± 0,5 (0,5)	± 0,5 (0,5)	10 - 30 s	825.0005
2 - 20 µl	0,2 µl	± 2,0 (0,5)	± 4,0 (0,5)	± 0,5 (0,5)	± 0,5 (0,5)	10 - 30 s	825.0020
5 - 50 µl	0,5 µl	± 0,5 (0,5)	± 1,0 (0,5)	± 0,2 (0,5)	± 0,2 (0,5)	10 - 30 s	825.0050
10 - 100 µl	1 µl	± 1,0 (0,5)	± 2,0 (0,5)	± 0,2 (0,5)	± 0,2 (0,5)	10 - 30 s	825.0100
100 - 1000 µl	1 µl	± 1,0 (0,5)	± 2,0 (0,5)	± 0,5 (0,5)	± 0,5 (0,5)	10 - 30 s	825.1000
Acura® manuel 835							
0,2 - 2 ml	0,02 ml	± 1,0 (0,5)	± 2,0 (0,5)	± 0,5 (0,5)	± 0,5 (0,5)	10 - 30 s	835.002
0,5 - 5 ml	0,05 ml	± 1,0 (0,5)	± 2,0 (0,5)	± 0,5 (0,5)	± 0,5 (0,5)	10 - 30 s	835.005
1 - 10 ml	0,1 ml	± 1,0 (0,5)	± 2,0 (0,5)	± 0,5 (0,5)	± 0,5 (0,5)	10 - 30 s	835.010
2 - 20 ml	0,2 ml	± 1,0 (0,5)	± 2,0 (0,5)	± 0,5 (0,5)	± 0,5 (0,5)	10 - 30 s	835.020
5 - 50 ml	0,5 ml	± 0,5 (0,5)	± 1,0 (0,5)	± 0,2 (0,5)	± 0,2 (0,5)	10 - 30 s	835.050
10 - 100 ml	1 ml	± 0,5 (0,5)	± 1,0 (0,5)	± 0,2 (0,5)	± 0,2 (0,5)	10 - 30 s	835.100

Performances obtenues avec un flux de liquide à température ambiante (15-25°C) avec un pH < 7,5, selon la norme ISO 8653-1.
* mesurable à 0,5 µl ** mesurable à 1 µl ☐ avec adaptateur pour pipette Pasteur

SOCOREX

Le triopack acura est un kit de 3 pipettes réglables SOCOREX ACURA. Il possède les mêmes caractéristiques générales de la gamme ACURA tels que: Fenêtre d'affichage numérique Située sur l'avant de l'instrument pour une visibilité permanente du volume (pour les réglages) permettant de vérifier à tout moment le volume réglé pendant le pipetage, Réglage micrométrique du volume fiable effectué en douceur et avec précision grâce au bouton-poussoir rotatif. Les butées d'encliquetage de précision et le capuchon tournant librement empêchent toute modification accidentelle du volume. Ejection de l'embout en toute sécurité grâce à sa surface supérieure souple. Avec le système d'éjection JUSTIP réglable en hauteur (±4mm) et contrôlé par un crantage, qui permet d'utiliser un large choix d'embouts qui s'adapteront exactement sur le porte-cône de la pipette. Ergonomiques, Légères, Garantie 03 ANS.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 - SIRET: 481 441 939 00016 - APE 514N