

Micropipettes à volume variable

Acura manual 825

Réf. SRX-MSRA



Micropipettes à volume variable équipée d'un réglage de précision, la nouvelle gamme peut être ajustée en continu avec une résolution de volume très fine. Le réglage d'une seule main permet une manipulation facile. Le crantage du micromètre, combiné au capuchon *Smartie*, en rotation libre, assure la stabilité du réglage pendant le pipetage. La gamme comprend 8 micropipettes couvrant les volumes de 0.1 à 1 000 μ l.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration