

Finnpipette focus 3-30 μ l, universel embase courte

Réf. **THE-FOCUS30**



Micropipettes Finnpipette FOCUS à volume variable : 3 - 30 μ L, avec:

- 0,1 μ l d'incréments,
- A embase porte-cône courte permettant un travail précis,
- Bouton poussoir souple de couleur Jaune,
- Molette de réglage fin du volume Permettant le réglage séparé du dernier digit,
- Bénéficiant de caractéristiques de très haut niveau en matière d'ergonomie, de réglage de volume et de performances de pipetage,
- Calibrage aisé au laboratoire,
- Autoclavable à 121°C, Garantie 03 ans.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration