

Micropipette référence eppendorf, volume fixe

Réf. EPP-ME



Les pipettes Eppendorf Reference à volume fixe sont caractérisées par leur incomparable précision, la douceur de leur mouvement de piston, leur robustesse, leur design ergonomique et leur grand confort d'utilisation. Elles possèdent un seul bouton-poussoir multifonctionnel qui permet d'actionner l'ensemble des fonctions: prélever, distribuer, éjecter la pointe après usage. Sur les modèles à capacité variable ce bouton permet en outre d'afficher le volume de consigne. La gamme à volumes fixes comporte seize modèles de 1 μ l à 2.500 μ l.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration