

Micropipette research Eppendorf volume fixe: 100 µl

Réf. EPP-UNI100



Micropipette RESEARCH EPPENDORF volume fixe: 100µl. Bouton poussoir de couleur Jaune. Commandé par deux boutons: le bouton de réglage du volume et le bouton poussoir pour aspiration et éjection.

Autres caractéristiques:

- Micropipette ergonomique.
- Résistant à la corrosion.
- Ejecteur de pointes latéral séparé du bouton de pipetage.
- Corps inférieur autoclavable à 121°C pendant 20 min. Garantie 03 ANS.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration