

Microtubes Fond conique -2ml -Cape attenante -Assortis Réf. AXY-MCT2-99



Microtubes 2ml MAXICLEAR, Code couleur: assortis :

- Cape attenante avec aplat pour identification et zone centrale mince pour perçage;
- En polypropylène;
- Fond conique;
- Graduation;
- Plage dépolie;
- Issus de moules polis façon diamant;
- Centrifugeables jusqu'à 20 000g;
- Utilisables de -40°C à +121°C;
- Autoclavables à 121°C, 15 mn;
- Version stérile par irradiation: couleur naturelle uniquement;
- Pour usage général de laboratoire;
- Capacité: 1,5ml;
- Boil-Proof: testé pour une utilisation jusqu'à l'ébullition;
- Graduations de 0,25 à 2ml de 0,25 en 0,25ml;
- Codes couleurs: naturel;
- Conditionnement: carton de 5 000 et sac de 250;
- Condition minimum de vente: boîte de 500.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration