

Micrewtube 2,0ml jupe autostable , tubes  
sans bouchon  
Réf. SOC-MT2.0JAM



**MICREW TUBE 2,0ml jupe autostable tubes sans bouchon :**

- Microtubes non stériles en polypropylène;
- Présence de rainures antidérapantes extérieures sur le bouchon;
- Fond conique;
- Trois capacités: 0,5, 1,5 et 2ml avec ou sans jupe auto stabilisante;
- Autoclavables à 121°C;
- Centrifugeables jusqu'à 17 000 g;
- Cape coiffante à vis Ø extérieur 13mm, hauteur 8,5mm: attenante ou séparée, polyéthylène ou polypropylène avec joint;
- Hauteur totale avec cape: 47mm;
- Condition minimum de vente: sac de 1000 pièces;
- Utilisables de: -196°C à 121°C avec cape polypropylène jointée
- -90°C à 100°C avec cape polyéthylène;



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration