

## Portoirs onehand, jaune Réf. SOC-Onehand05



### Portoirs ONEHAND, Jaune :

- Rack en polymère acétal pour Micrewtube;
- Accepte 50 microtubes avec bouchon vissant;
- Ouverture et fermeture des tubes avec jupe possible d'une seule main grâce au design des puits (ouverture crénelée et base avec lock)
- Dimensions L x l x h (mm): 293 x 115 x 39
- Conditionnement: 1 carton de 10 portoirs;
- Condition minimum de vente: 1 portoir.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration