

Portoirs unirack, rouge Réf. SOC-UR80-11



Portoirs UNIRACK, rouge :

- Portoir en polypropylène;
- Utilisables de -80°C à +121°C;
- Autoclavables;
- Accepte:
 - sur une face avec repérage numérique: 80 tubes (5 x 16) Ø 12 mm maximum (Micrewtube, Cryovials, Eppendorf),
 - sur l'autre face avec repérage alpha-numérique: 60 tubes (4 x 15) PCR 0,2 ou 0,3ml, ou tubes à centrifuger de 0,5ml;
- Dimensions L x l x h (mm): 230 x 65 x 27;
- 2 plages dépolies sur chaque côté;
- 2 poignées latérales
- Livré avec:
 - 2 anses adaptables sur les poignées qui permettent de superposer plusieurs portoirs (gain de place),
 - 2 clips qui permettent d'ancrer les portoirs latéralement;
- Conditionnement: 1 boîte de 10 portoirs
- Condition minimum de vente: 1 portoir.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration