

Portoirs en fil d'acier inox pour tubes, Ø: 21 mm,  
4 x 6 = 24 trous  
**Réf. SOC-SIC346**



Portoirs en fil d'acier inox pour tubes, Ø: 21 mm, 4 x 6 = 24 trous

- Dimensions (L x l x H): 150 x 100 x 65 mm;
- Ø des trous: 22 mm;
- Condition minimum de vente: 1.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration