

Portoirs en polypropylène, pour tubes Ø : 13mm
6 x 15 = 90 trous
Réf. SOC-PK9013



Portoirs en POLYPROPYLENE, pour tubes Ø : 13mm, 6 x 15 = 90 trous :

- Incassables;
- Autoclavables (121°C / 20min);
- Utilisables au réfrigérateur et bain-marie;
- Repérage alpha-numérique des trous;
- Superposables vides
- Livrés à plat, non montés;
- Portoirs disponibles en 4 couleurs (à préciser à la commande): blanche, jaune, bleu, rouge;
- Dimensions (L x l x H): 246 x 105 x 64mm;
- Ø des trous: 13,5mm;
- Condition minimum de vente: 1.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration