

## Portoirs flottants, microtubes 0,65 ml Réf. SOC-PNF06



### Portoirs flottants, microtubes 0,65 ml :

- Portoirs en polypropylène pour 16 microtubes (4 x 4) ou Cryovials.
- Portoirs destinés au stockage ou à l'incubation de microtubes;
- Résistance de -70°C à +100°C;
- Poignée centrale de préhension;
- Chaque trou possède une languette de rétention, bloquant le microtube et l'empêchant de remonter;
- Munis de 4 pieds empêchant les microtubes de reposer sur la paillasse;
- Dimensions (Côté - Haut.): 95 x 95 - 40 mm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration