

Pipetboy ACU rouge transparent

Réf. **IBS-PBOYACUR**



PIPETBOY ACU vert transparent;

- Pipeteur autonome livré avec:
 - 1 accumulateur 9 V NiMH rechargeable,
 - 1 adaptateur secteur pour 220V/50Hz,
 - 1 filtre stérile,
 - 1 fixation murale;
 - Léger (220 g) et facile à manipuler;
 - Le filtre stérile (0,45 μm) interchangeable protège de toute contamination (Réf. FILTBOY);
 - Le porte-pipette autoclavable est en silicone;

- Il convient pour les pipettes en verre ou en matière plastique de 0,1 à 100 ml;
- Les vitesses d'aspiration et de distribution peuvent varier de multiples façons;
- Modification du réglage de façon continue par l'intermédiaire de la vis moletée,
- Dosage du liquide pendant l'opération de pipetage au moyen de deux boutons de dosage;
- Pipetage précis;
- Dosage fin en appuyant plus ou moins fortement sur les boutons de dosage. Ainsi, la distribution se fait avec une précision extrême.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration