

## Cône porte-pipette

Réf. IBS-CSPBOY



Filtre de protection; Pipeteur autonome à débit réglable;

- Livré avec:
  - 1 accumulateur NiMH rechargeable,
  - 1 support de charge avec kit de fixation,
  - 2 filtres stériles 0,45 µm;
- Très léger (190 g) et ergonomique;
- Il permet un pipetage sans fatigue;
- Performant: une fois chargés les accumulateurs permettent 8 heures de fonctionnement continu;
- Compatible avec les pipettes en verre ou plastique de 1 à 100 ml.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration