

Micropipettes capillaires Vitrex 1, 2, 3, 4, 5 \pm 0,30%

Réf. SOC-MPC5



Micropipettes capillaires VITREX 1, 2, 3, 4, 5 \pm 0,30 % μ l. Calibrées, en verre borosilicaté;

- Code couleur: Blanc;
- Dimensions: 125 x 0,3 x 1,1 mm;
- Le volume est repéré par un trait de jauge circulaire (code couleur) inscrit sur chaque capillaire;
- Aspiration par capillarité et écoulement par soufflage;
- Conditionnement: carton de 1 000;
- Condition minimum de vente: boîte de 250.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration