

Pipettes de transfert plastiques, 6,0 ml, longues

Réf. COP-CG2-230



Pipettes de transfert plastiques, 6,0 ml, longues; Les compte-gouttes capillaires peuvent être fermés hermétiquement; Les versions "pointe fine" sont recommandées en microbiologie pour les galeries d'identification et la distribution de milieu;

- En polyéthylène;
- Adaptées au stockage au froid et dans l'azote liquide;
- Pour usage général de laboratoire;
- 22 gouttes par ml;
- Capacité du bulbe: 3,5ml;
- Longueur: 230 mm;
- Graduation: 0,25 à 1,5;
- Conditionnement: 6 x 400;
- Condition minimum de vente: 400.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration