

Pipettes de transfert plastiques, 3,0 ml, agitateur

Réf. COP-CG3AG130



Pipettes de transfert plastiques, 3,0 ml, agitateur; Les compte-gouttes capillaires peuvent être fermés hermétiquement; Les versions "pointe fine" sont recommandées en microbiologie pour les galeries d'identification et la distribution de milieu;

- En polyéthylène;
- Adaptées au stockage au froid et dans l'azote liquide;
- Pour usage général de laboratoire;
- 33 gouttes par ml;
- Capacité du bulbe: 0,2 ml;
- Longueur: 130 mm;
- Graduation: Non graduée;
- Conditionnement: 6 x 500;
- Condition minimum de vente: 500.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration