

Pipettes de transfert plastiques, 4,0 ml, capillaires, courtes

Réf. COP-CGPC83



Pipettes de transfert plastiques, 4,0 ml, Capillaire, courte; Les compte-gouttes capillaires peuvent être fermés hermétiquement; Les versions "pointe fine" sont recommandées en microbiologie pour les galeries d'identification et la distribution de milieu;

- En polyéthylène;
- Adaptées au stockage au froid et dans l'azote liquide;
- Pour usage général de laboratoire;
- 22 gouttes par ml;
- Capacité du bulbe: 3,5ml;
- Longueur: 83 mm;
- Graduation: Non graduée;
- Conditionnement: 1 000;
- Condition minimum de vente: 1 000.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration